

Materiale e documenti richiesti per ogni campione.

- **Prelievo di sangue:** 3-6 ml, utilizzare provette sterili, contenenti come anticoagulante EDTA o ACD (mai eparina). Identificare la provetta con NOME COGNOME LUOGO DATA DI NASCITA

NOTA Il campione, mantenuto a +4°C fino al momento dell'invio, può essere inviato a temperatura ambiente se l'arrivo è previsto entro le 24-36 ore, in caso contrario è bene congelarlo e fare una spedizione che mantenga una temperatura inferiore ai 4°C

-Documentazione da allegare al campione:

- impegnativa (Indicare l'esenzione, il nome e il codice del test, il sospetto diagnostico)
- scheda paziente e copia del consenso informato
- fotocopia della tessera sanitaria e della carta di identità